




MicroBlender2™ 400 拍打式均质器


高性价比的拍打式均质器，
在最低的成本下确保高质量和高性能！



2
同时处理
两个样品



- 特殊设计，可实现一次同时处理两个样品，提高样品处理效率
- 工作容量：80~400ml，固定速度：8次/秒
- 拍打强度可调（0~5），便于处理不同硬度种类的食品
- 时间控制旋钮，触手可及，易操作，10~210秒和连续模式
- 两侧均带有不锈钢玻璃门可视窗，便于观察均质效果
- 玻璃观察门可360° 旋转，方便清洁内室
- 简单、安全易操作，通过门的开启来启动和停止
- 可匹配任意品牌400毫升的均质袋
- 高强度高功率超长寿命马达，动力强劲
- 特殊的密封设计，样品不易溢出
- 整机质保2年



两侧放入样品

360° 旋转门

时间调节器



拍击强度可调



项目名称	技术指标
产品型号	MicroBlender2™ 400
工作容量	80~400ml
拍打次数	固定8次/秒
时间控制	10、30、60、90、120、180、210秒或连续
强度控制	机械调节；0~5孔位
拍打门体	可观察不锈钢玻璃门；360° 旋转
拍打叶片	长方形；可自由拆卸互换
整体材质	不锈钢304；环氧树脂涂层/镀锌钢板
马达速度	1500rpm
马达电压	DC 24V
总功率	270W
电源要求	AC 100~240V /50~60Hz
外尺寸	L(390~430) × W260 × H310mm
重量	20kg
标准配置	主机，电源适配器，拆装工具，均质袋(试用装)，操作手册
订货号	#6251

应用领域：

- 食品、化妆品微生物检测分析
- 动植物组织、生物样品的分析
- 肉、鱼、蔬菜、水果等样品处理
- 医学、药品、分子生物学、细胞分析检测等领域

