









主机订货信息：

PT 2500 E, 230V (EU-plug)

订货号: 11010055

分散头订货信息

产品型号	PT-DA 03/2 EC-E050	PT-DA 05/2 EC-E085	PT-DA 07/2 EC-E107	PT-DA 07/2 SYN-E082	PT-DA 12/2 EC-E123	PT-DA 20/2 EC-E170	PT-DA 25/2 FEC-E170
定货号	11030004	11030012	11030031	11030030	11030062	11030073	11030091
							
工作容积	0.05 - 2 ml	0.1 - 5 ml	0.3 - 10 ml	0.3 - 10 ml	2 - 250 ml	100 - 2000 ml	100 - 2000 ml
应用	少量植物、动物和人体组织的分散，适合圆底Eppendorf管	少量植物、动物和人体组织的分散；固体溶解；细胞破碎	动物组织的分散；固体溶解	提取；悬浮液和乳胶液的制备；一次性使用，每包25个（无菌包装）	细胞、动植物组织和人体组织的分散	植物，动物，人体组织，树脂，色素等的分散	乳胶和悬浮液的制备；药片外膜的溶解；



分散杯选型指南

型号	直径 (mm)	工作体积	形状	材质	特点	订货号
GS 15	30 / 150	35 ml	三叶草形	硼硅33玻璃	不带螺纹扣，带盖	11050010
GS 25	55 / 150	150 ml				11050011
GS 40	80 / 200	500 ml				11050012
GS 50	90 / 250	1000 ml				11050013
GS 60	100 / 300	1300 ml				11050014
GS 15K	30 / 150	35 ml				三叶草形
GS 25K	55 / 150	150 ml	GS 15K ϕ 9 mm, GS 25K ϕ 25 mm	11050021		
GS 40K	80 / 200	500 ml	GS 40/50/60K ϕ 40 mm	11050022		
GS 50K	90 / 250	1000 ml	11050023			
GS 60K	100 / 300	1300 ml	11050024			
GS 15KL 7.5	30 / 150	35 ml	三叶草形	硼硅33玻璃	螺纹扣，带破碎头锥形插入口： 7.5, 12, 20 or 25 mm	
GS 25KL 12	55 / 150	150 ml			11050031	
GS 25KL 20	55 / 150	150 ml			11050032	
GS 40KL 25	80 / 200	500 ml			GS 15K ϕ 9 mm, GS 25K ϕ 25 mm	11050034
GS 50KL 25	90 / 250	1000 ml			GS 40/50/60K ϕ 40 mm	11050036
GS 60KL 25	100 / 300	1300 ml			11050038	
GS 100 Z	100 / 150	900 ml	圆柱形	V2A不锈钢	不带螺纹扣，不带盖	11050060
GS 130 Z	125 / 170	2000 ml				11050061

支架

11040015	ST-P11/600 - 平板支架(单杆设计)
11040051	ST-P20/600 - 平板支架(双杆设计)
11040020	ST-F20/600 - H型支架
11045010	Vessel holder with boss head for ST-P11/600
11045011	Vessel holder with boss head for ST-F20/600 / ST-P20/600
11045030	ST-P11/600的安全定位环
11045031	适配ST-P20/600和ST-F20/600的安全定位环